

## **Kit BioPro Rabies ELISA Ab**

**Test ELISA de blocare pentru detectarea  
anticorpilor virusului rabic în ser, plasmă sau  
lichide corporale**

**192 de reacții**

**Cat. Nr. : RAB01-02  
Versiune: Rabies 1.1e**

**Instrucțiuni de utilizare.**

**Producător**

**® O.K. SERVIS**  
**BioPro**

**OK SERVIS BioPro, sro**

Boreticka 2668/1, 193 00 Praha 9 - Horni Pocernice, Republica Cehă  
tel. : +420 281 091 460, fax: +420 281 866 264, info@rabieselisa.com  
<http://www.rabieselisa.com>

## INTRODUCERE

Rabia este o boală virală fatală care apare la oameni și animale. Boala este cauzată de virusul rabiei foarte neurotrop. Virusul se transmite în mare parte prin contact apropiat cu saliva infectată a animalelor infectate cu rabie prin mușcături sau zgârieturi și apoi pe calea neuronală către SNC, provocând encefalopatie și, în final, moarte.

Cele mai multe animale infectate sunt carnivorele domestice și sălbatice. Pentru eradicarea rabiei în carnivorele sălbatice se utilizează imunizarea orală în multe țări. Estimarea seroprevalenței la populația vaccinată este una dintre metodele de evaluare a eficacității imunizării orale.

Kitul ELISA Rabies a fost dezvoltat pentru detectarea anticorpilor împotriva rabiei la carnivorele domestice și sălbatice și a fost validat cu probe de ser de la vulpe și câine. Vă recomandăm să utilizați acest test ELISA pentru detectarea anticorpilor împotriva rabiei la vulpi. Această metodă este rapidă și simplă și, în comparație cu metodele „standard de aur”, cum ar fi FAVN sau RFFIT, este mai convenabilă, deoarece, de multe ori, calitatea probelor de ser de vulpe poate fi scăzută prin contaminarea bacteriană, autoliza sau testarea fluidelor corporale.

## PRINCIPIUL TESTULUI

Godeurile de microplăci sunt tapetate cu antigen rabic. Probele diluate sunt incubate în godeuri. După spălare, se adaugă în godeuri anticorp anti-rabie biotinitat. Dacă proba investigată conține anticorpi anti-rabie specifici, aceștia blochează legarea anticorpilor anti-rabie biotinitați cu antigen rabic tapetat. Dacă proba investigată nu conține anticorpi specifici anti-rabie, anticorpii anti-rabie biotinitați formează un complex antigen - anticorp biotinitat. După spălare, în godeuri se adaugă conjugat de Streptavidină peroxidază. Streptavidina peroxidaza se va lega de complexul antigen - anticorp biotinitat. După o altă etapă de spălare, soluția de substrat (TMB) este adăugată în godeuri, formând compusul albastru care devine galben după inhibarea reacției. Intensitatea culorii este citită la 450 nm, iar scăderea intensității în comparație cu controlul negativ este proporțională cu cantitatea de anticorpi blocați din proba investigată.

## REACTIVI

Kitul trebuie păstrat într-un loc uscat și întunecat, la 2 - 8°C.

▪ Microplăci tapetate cu virus rabic	2 plăci x berzi de 96 de godeuri
▪ Ser de control pozitiv la virus rabic	1 flacon (0,6 ml), capac roșu
▪ Ser negativ de control	1 flacon (0,6 ml), capac albastru
▪ Ser de control la virus rabic 1	1 flacon (0,3 ml), capac negru
▪ Ser de control la virus rabic 2	1 flacon (0,3 ml), capac alb
▪ Ser de control la virus rabic 3	1 flacon (0,3 ml), capac transparent
▪ Diluant probă (gata de utilizare)	1 sticlă (15 ml)
▪ Diluant pentru anticorp biotinitat (gata de utilizare)	1 sticlă (30 ml)
▪ Anticorp anti-rabie biotinitat (100x concentrat)	1 flacon (0,3 ml), capac galben
▪ Diluant pentru conjugat de Streptavidină peroxidază (gata de utilizare)	1 sticlă (30 ml)
▪ Conjugat de Streptavidină peroxidază (100x concentrat)	1 flacon (0,3 ml), capac verde
▪ Substrat TMB (gata de utilizare)	1 sticlă (30 ml)
▪ Soluție de stopare; 0,5M H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (gata de folosire)	1 sticlă (15 ml)
▪ Soluție de spălare (10x concentrată)	1 sticlă (250 ml)
▪ Folii adezive	6 folii

## MATERIAL NECESAR DAR CARE NU ESTE INCLUS ÎN KIT

Micropipete de precizie și micropipete multicanal pentru volum de la 10 la 1000 μl

Vârfuri de unică folosință pentru pipetă 10-1000 μl

Sistem de spălare manual sau automat de microplăci

Cititor de microplăci, filtru 450 nm

Vortex, agitator orbital

Incubator (37 °C)

Flacon gradat (50-1000 ml)

Tuburi de centrifugare

Apă distilată sau deionizată

## PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE

- Păstrați toți reactivii la 2 - 8°C.
- Toți reactivii kitului trebuie lăsați să ajungă la temperatura camerei (18 - 25°C) înainte de utilizare, cu excepția anticorpului biotinitat și a conjugatului de Streptavidină peroxidază.
- Luați în considerare orice material care intră direct în contact cu probela și reactivii ca fiind material potențial infecțios.
- Evitați contactul substratului TMB cu pielea, membranele mucoase și cu ochii.
- Purați mănuși de unică folosință atunci când manipulați probe și reactivi.
- Nu pipetați cu gura.

- Utilizați noi vârfuri de unică folosință pentru fiecare probă investigată.
- Nu utilizați reactivi după data de expirare a acestora și nu amestecați reactivi din loturi diferite.
- Soluția de stopare conține acid (0,5M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), care poate provoca arsuri grave. În caz de contact cu pielea și ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați un medic.
- Pentru prepararea soluției de spălare trebuie utilizată apă distilată sau deionizată de bună calitate.
- Evitați formarea de spumă și bule prin pipetare și spălare atentă.
- În timpul procedurii de test, placa nu trebuie să se usuce niciodată. Dacă procedura de testare este întreruptă din orice motiv, lăsați godeurile plăcii umplute cu soluție de spălare.
- Protejați substratul TMB de lumină directă și agenți oxidanți. Utilizați numai sticlă sau plastic curat de laborator cu suport TMB. Nu utilizați substrat TMB de culoare albastră înainte de a fi distribuit în godeuri.
- Înainte de a arunca toate materialele și produsele de unică folosință folosite, acestea trebuie decontaminate fie prin imersiune timp de cel puțin 1 oră în hipoclorură de sodiu proaspăt preparată 5%, fie prin autoclavare la 121°C timp de minim 30±1 minute.

## PREPARAREA REACTIVILOR

### Pregătirea microplăcilor

Microplăcile trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei (18-25°C) înainte de utilizare. Fâșiile neutilizate deschise pot fi depozitate într-o pungă de plastic închisă cu sac desicant la 2 - 8°C în condiții de întuneric, timp de cel mult o lună.

### Soluție de spălare

Soluția de spălare concentrată (10x) trebuie adusă la temperatura camerei înainte de utilizare. Aceasta poate forma cristale la 2 - 8°C, care vor dispărea la temperatura camerei (18 - 25°C). Dacă nu dispar, soluția trebuie lăsată la temperatura camerei mai mult timp, sau este posibilă încălzirea soluției la 37±2°C și agitați ușor până când toate cristalele vor fi dizolvate.

Pentru a prepara soluția de spălare amestecați 1 volum de soluție de spălare concentrată (10x) cu 9 volume de apă distilată sau deionizată (de exemplu, 50 ml de soluție de spălare concentrată (10x) adăugați la 450 ml de apă distilată sau deionizată).

### Anticorp anti-rabie biotinitat

Se diluează anticorpul anti-rabie biotinitat concentrat la 1/100 în Diluant pentru anticorp biotinitat. (de exemplu, cantitatea necesară pentru o placă este reprezentată cu un amestec de 110 μl anticorp biotinitat concentrat anti-rabie și 11 ml Diluant pentru anticorp biotinitat).

Înainte de pregătirea diluției de lucru, anticorpul anti-rabie biotinitat concentrat trebuie să fie amestecat la vortex.

Diluția de lucru pregătită a anticorpului trebuie utilizată în decurs de 8 ore!

### Conjugat de Streptavidină peroxidază

Se diluează conjugatul de Streptavidină peroxidază concentrat la 1/100 în diluant pentru conjugatul de Streptavidină peroxidază (de exemplu, cantitatea necesară pentru o placă este reprezentată cu un amestec de 110 μl concentrat biotinitat de Streptavidină peroxidază conjugat și 11 ml Diluant pentru conjugatul de Streptavidină peroxidază).

Înainte de pregătirea diluției de lucru, conjugatul concentrat de Streptavidină peroxidază trebuie amestecat în vortex.

Diluția de lucru pregătită a conjugatului Streptavidină peroxidază trebuie utilizată în decurs de 8 ore!

### PREPARAREA PROBELOR

Probele de ser investigate trebuie diluate la 1/2 în diluant pentru probă (de ex. 60μl + 60μl) într-o placă dummy sau în microtuburi. Serul de control pozitiv, serul de control negativ și serul de control trebuie diluate în același mod ca probele de ser.

Observație:

1. Ca o placă dummy, poate fi utilizată orice microplacă cu un nivel scăzut de legare a proteinelor.
2. De asemenea, este posibil să se dilueze controale și probe de ser direct în placă. Se distribuie 50 μl de diluant pentru probă pe godeu și apoi se distribuie 50 μl de ser de control pozitiv, ser de control negativ și ser de control în godeuri adecvate. Apoi se distribuie 50μl de probe de ser în godeurile rămase.

### PROCEDURA DE TESTARE

#### 1. Incubația serurilor investigate și de control

Notă: Toate serurile de control trebuie amestecate la vortex înainte de distribuire.

- 1.1 Se distribuie 100μl de ser de control pozitiv diluat în godeurile A1 și B1.
- 1.2 Se distribuie 100μl de ser de control negativ diluat în godeurile A2 și B2.
- 1.3 Se distribuie 100μl de ser de control diluat 1 la godeul C1.
- 1.4 Se distribuie 100μl de ser de control diluat 2 la godeul D1.
- 1.5 Se distribuie 100μl de ser de control diluat 3 la godeul E1.
- 1.6 Se distribuie 100μl de probe de ser diluate în godeurile rămase.
- 1.7 Acoperiți placa cu folie adezivă și incubați peste noapte (18 - 24 ore) la 2 - 8°C scuturând ușor pe agitatorul orbital.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PC	NC	10									
B	PC	NC	11									
C	CS1	4	12									
D	CS2	5	13									
E	CS3	6	...									
F	1	7										
G	2	8										
H	3	9										

## 2. Incubație cu anticorp anti-rabie biotinitat

- 2.1 Scoateți folia de pe placă, goliți conținutul plăcii și spălați-o de 6 ori cu soluție de spălare. Apăsați ferm placa pe hârtia absorbantă după ultima etapă de spălare.
- 2.2 Distribuți anticorp anti-rabie biotinitat diluat 100μl per godeu.
- 2.3 Acoperiți placa cu folie adezivă și incubați 30±1 minute la 37 ± 2°C cu agitare ușoară pe agitatorul orbital.

## 3. Incubația cu conjugat de Streptavidină peroxidază

- 3.1 Scoateți folia din placă, goliți conținutul plăcii și spălați-o de 4 ori cu soluție de spălare. Apăsați ferm placa pe hârtia absorbantă după ultima etapă de spălare.
- 3.2 Distribuți conjugat de Streptavidină peroxidază diluat 100μl per godeu.
- 3.3 Acoperiți placa cu folie adezivă și incubați timp de 30 de minute la 37± 2°C, agitând ușor pe agitatorul orbital.

## 4. Incubație cu substrat TMB

- 4.1 Scoateți folia din placă, goliți conținutul plăcii și spălați-o de 4 ori cu soluție de spălare. Apăsați ferm placa pe hârtia absorbantă după ultima etapă de spălare.
- 4.2 Distribuți 100μl de substrat TMB „gata de utilizare” pe godeu.
- 4.3 Incubați placa 15-30 minute la temperatura camerei (18 - 25°C) agitând ușor pe agitator orbital, ferit de lumina directă a soarelui.

Notă: În cazul în care agitarea cu agitator orbital în timpul incubațiilor nu este disponibilă și toate incubațiile au fost făcute fără agitare, vă propunem să incubați placa cu substrat TMB mai mult de 20 de minute.

## 5. Stoparea reacției

- 5.1 Distribuți 50μl de soluție de stopare pentru fiecare godeu.

## 6. Citire

- 6.1 Citiți densitatea optică (DO) la 450 nm.

## CRITERII DE VALIDARE

- OD-ul serului de control negativ trebuie să fie mai mare de 1,0.
- Diferența dintre mediile OD ale serului de control negativ și pozitiv trebuie să fie egală sau mai mare de 0,8.

Dacă criteriile de validare nu sunt îndeplinite, rezultatele testelor respectivei plăci de testare sunt nevalide, iar probele trebuie retestate.

## PANOU SERURI DE CONTROL:

Ar trebui să fie folosit ca ajutor pentru utilizator pentru a se asigura că testul funcționează în condiții optime. Dacă criteriile menționate mai jos nu sunt realizabile, vă rugăm să contactați producătorul.

Procentul de blocare pentru serul de control 1 trebuie să fie între 45% și 70%.

Procentul de blocare pentru serul de control 2 trebuie să fie între 25% și 45%.

Procentul de blocare pentru serul de control 3 trebuie să fie mai mare de 30%.

## INTERPRETARE:

Calculați procentul de blocare (PB) pentru fiecare probă:

$$PB\% = \frac{OD_{NC} - OD_{\text{probă}}}{OD_{NC} - OD_{PC}} \times 100$$

- Proba de ser cu **PB mai mic de 40 %** este considerată ca fiind negativă pentru anticorpii rabiei.
- Proba de ser cu **PB egal sau mai mare de 40%** este considerată pozitivă pentru anticorpii rabiei.
- Proba de ser cu **PB egal sau mai mare de 70%** este considerată ca o probă de ser cu un nivel de anticorpi egal sau mai mare de 0,5 UI/ ml pe baza testului FAVN.

Notă: În scopul evaluării eficacității imunizării orale, vă recomandăm să utilizați prima întrerupere pozitivă (**PB egal sau mai mare de 40%**). Utilizarea celui de-al doilea punct pozitiv (**PB egal sau mai mare de 70%**) pentru interpretarea rezultatelor cu seruri de vulpe nu este recomandată deoarece cele mai multe probe de ser de vulpe sunt de fapt lichide corporale cu factor de diluție necunoscut, ceea ce face aproape imposibil de cuantificat exact nivelul de protecție.

## SCHEMA PROCEDURII DE TESTARE

1. Se diluează serurile de control și probele de ser.
  - 1.1 Se distribuie 100μl de ser de control pozitiv diluat în godeurile A1 și B1.
  - 1.2 Se distribuie 100μl de ser de control negativ diluat în godeurile A2 și B2.
  - 1.3 Se distribuie 100μl de panou diluat de ser de control în godeurile A3-A5.
  - 1.4 Se distribuie 100μl de probe de ser diluate în godeurile rămase.
  - 1.5 Se incubează peste noapte la 2 - 8 °C, se agită ușor.
2. Se pregătește anticorpul anti-rabie biotinitat.
  - 2.1 Se spală plăcile de 6 ori.
  - 2.2 Se distribuie 100μl de anticorp anti-rabie biotinitat diluat la 1/100 în toate godeurile.
  - 2.3 Se incubează timp de 30 de minute la 37± 2°C, se agită ușor.
3. Se prepară conjugatul de Streptavidină peroxidază.
  - 3.1 Se spală plăcile de 4 ori.
  - 3.2 Se distribuie 100μl de conjugat de Streptavidină peroxidază diluat la 1/100 în toate godeurile.
  - 3.3 Se incubează timp de 30 de minute la 37± 2°C, se agită ușor.
4.
  - 4.1 Se spală plăcile de 4 ori.
  - 4.2 Se distribuie 100 μl de substrat TMB în toate godeurile.
  - 4.3 Se incubează timp de 15-30 minute la temperatura camerei (18 - 25°C), se agită ușor.
- 5.1 Se stopează reacția cu 50 μl de soluție de stopare.
- 6.1 Se citește absorbanta (DO) la 450 nm.
- 7.1 Criterii de validare
- 7.2 Interpretarea rezultatului

**ANEXA 1 la kitul ELISA Ab BioPro Rabies - Instrucțiuni de utilizare, v 1.1**  
Data: 10.12.2013

Pe baza datelor introduse de utilizatori, am decis să adăugăm următoarele informații la Instrucțiunile pentru utilizarea kitului nostru BioPro Rabies ELISA Ab:

**1. VOLUM INSUFICIENT AL PROBEI**

Dacă nu există suficiente seruri (mai puțin de 50 $\mu$ l), diluați o astfel de probă de ser cu PBS pentru a obține un volum de probă de 50 $\mu$ l (de exemplu, dacă aveți 30  $\mu$ l de ser, adăugați 20  $\mu$ l de PBS). Marcați o astfel de probă ca diluată și urmați procedura standard de testare, pasul 1.

**2. OBTINEREA PROBEI DINTR-UN CHEAG DE SÂNGE**

Alternativ, proba poate fi obținută dintr-un cheag de sânge, urmând următoarea procedură:

**2.1. Cheag de sânge proaspăt**

- Tăiați **cheagul de sânge proaspăt** (obținut din inimă sau din vasele de sânge majore) și transferați-l într-un tub de 10-12 ml.
- Închideți tubul și lăsați-l la temperatura camerei (18-25°C) sau în incubator încălzit la 37 $\pm$ 2°C timp de 23 de ore.
- Se transferă la frigider (4-8°C) timp de 12 ore  $\pm$ 30 minute (peste noapte).
- Centrifugați partea lichidă din cheag de sânge la 5-10.000 rpm, timp de 15 $\pm$ 10 minute, iar apoi testați lichidul obținut sub formă de ser urmând procedura standard, pasul 1.

**2.2. Cheag de sânge uscat**

- Tăiați **cheagul de sânge uscat**, puneți-l într-un tub de 10-12 ml, adăugați PBS cu antibiotice (PNC G 100000 U/l, STM 100mg/l, NEO 50 mg/l) maxim în raport 1:1, marcați ca probă diluată și urmați conform punctului 2.1. din această anexă.

## ANEXA 2 la kitul ELISA Ab BioPro Rabies - Instrucțiuni de utilizare, v 1.1

Data: 31.1.2018

Modificarea protocolului de testare pentru probele de la lilieci se bazează pe faptul că există o problemă de a obține o cantitate suficientă de probă de la un singur liliec. Modificarea protocolului se bazează pe cea mai bună cunoaștere a testului și cu scopul de a păstra cea mai bună specificitate și sensibilitate posibilă.

### REACTIVI

Acordați atenție la consumul crescut al soluției de diluant pentru probă cu acest protocol de testare și, prin urmare, comandați o sticlă suplimentară (per kit) de diluant de probă (1 sticlă de 15ml)

### PREPARAREA PROBELOR

*(Acest capitol înlocuiește capitolul original din manualul inclus (instrucțiuni de utilizare))*

(numai!) probele de ser investigate trebuie diluate până la **1/10** în diluantul pentru probă (de exemplu, **15μl + 135μl Diluant pentru probă**) într-o placă fictivă sau în microtuburi.

**Important!!** Serul de control pozitiv (PC), serul de control negativ (NC) și serurile de control (CS1, CS2, CS3) sunt diluate conform protocolului standard pentru **1/2** în diluant pentru probă (de ex **60μl + 60μl Diluant pentru probă**) într-o placă fictivă sau în microtuburi.

Observație:

3. Ca o placă fictivă poate fi utilizată orice microplacă cu un nivel scăzut de legare a proteinelor.
4. De asemenea, este posibil să se dilueze controalele sau probele de ser direct în placă.
  - a. Pentru **controale** se distribuie 50μl de diluant pentru probă pe godeu și apoi se distribuie 50 μl de ser de control pozitiv, ser de control negativ și ser de control în godeuri adecvate.
  - b. Pentru **seruri** se distribuie 90μl de diluant pentru probă pe godeu și apoi se distribuie 10 μl de probe de ser către godeurile rămase.

### INTERPRETARE :

*(Acest capitol înlocuiește capitolul original din manualul inclus (instrucțiuni de utilizare))*

Calculați procentul de blocare (PB) pentru fiecare probă:

$$PB\% = \frac{OD_{NC} - OD_{probă}}{OD_{NC} - OD_{PC}} \times 100$$

- Proba de ser cu **PB mai mic de 30 %** este considerată ca fiind negativă pentru anticorpii anti virus rabic.
- Proba de ser cu **PB egal sau mai mare de 30%** este considerată pozitivă pentru anticorpii anti virus rabic.

### Contact

O.K. SERVIS  
**BioPro**  
 OK SERVIS BioPro, sro

Boreticka 2668/1, 193 00 Praha 9 - Horni Pocernice, Republica Cehă  
 tel.: +420 281 091 460, fax: +420 281 866 264, info@rabieselisa.com  
<http://www.rabieselisa.com>



# BioPro Rabies ELISA Ab kit

O.K. SERVIS  
**BioPro**

WWW.RABIESELISA.COM

www.okservis.ro

Test ELISA de blocare pentru detectarea anticorpilor împotriva virusului rabic din ser sau plasma

REF Cod produs: RAB 01-02



Doar utilizare in vitro



Citiți prospectul înainte de utilizare



LOT: Rxxxx



Expiră la: xxxx-xx-xx



A se păstra la 2-8°C



O.K.Servis BioPro, s.r.o

Boretika 2662/1, 193 00 Praga 9, Republica Cehă


Tel: +420 281 091 460 • Fax: +420 281 866 264

E-mail: [info@rabielisa.com](mailto:info@rabielisa.com) • [www.rabielisa.com](http://www.rabielisa.com)

## Conținutul kitului:

Cant.	Descriere
2 x 1	Plăci căptușite cu antigen rabie
1 x 0,6ml	Ser control pozitiv
1 x 0,6ml	Ser control negativ
1 x 0,3ml	Ser control 1
1 x 0,3ml	Ser control 2
1 x 0,3ml	Ser control 3
1 x 15ml	Diluant pentru probe
1 x 30ml	Diluant pentru anticorpi biotinilați
1 x 0,3ml	Anticorpi biotinilați anti-rabie, 100x
1 x 30ml	Diluant pentru conjugat streptavidin
1 x 0,3ml	Conjugat streptavidin cuplat cu peroxidază, 100x
1 x 30ml	Substrat TMB
1 x 15ml	Soluție de stopare, H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0,5M
1 x 250ml	Soluție de spălare, concentrata 10x
6 x 1	Folii adezive

AM



**0,6 ml Rabies Negative control serum**

Store at 2-8°C  
in vitro use only

**3,6 ml Rabies Positive control serum**

Store at 2-8°C  
in vitro use only

**0,3 ml Streptavidin peroxidase conjugate (100x conc.)**

Store at 2-8°C  
in vitro use only

**0,3 ml Biotinylated anti-Rabies antibody (100x conc.)**

Store at 2-8°C  
in vitro use only

**0,6 ml Control negativ rabie**

LOT: A se depozita la 2-8°C  
Data expirarii: A se folosi numai in vitro

**0,6 ml Control pozitiv Rabie**

LOT: A se depozita la 2-8°C  
Data expirarii: A se folosi numai in vitro

**0,3 ml Conjugat Streptavidina peroxidaza (100x conc.)**

LOT: A se depozita la 2-8°C  
Data expirarii: A se folosi numai in vitro

**0,3 ml Anticorp anti-Rabies biotinitat (100 x conc.)**

LOT: A se depozita la 2-8°C  
Data expirarii: A se folosi numai in vitro

**OK SERVIS IO RO**  
**30 ml Diluent for Streptavidin peroxidase conjugate (ready to use)**

LOT: Store at 2-8°C  
Expiry date: in vitro use only


**OK SERVIS IO RO**  
**30 ml Diluant pentru conjugat Streptavidin peroxidaza (gata de folosire)**

LOT: A se depozita la 2-8°C  
Data expirarii: A se folosi numai in vitro




**Adhesive foils (6 pcs)**

Store at 2-8°C in vitro use only




**Microplaci captusite cu antigen rabie**

A se depozita la 2-8°C A se folosi numai in vitro




*Traducere din limba engleza*




**30 ml Diluent  
for biotinylated antibody  
(ready to use)**

LOT: Expiry date: Store at 2-8°C  
in vitro use only



**30 ml Diluant  
pentru anticorp biotinitat  
(gata de folosire)**

LOT: A se depozita la 2-8 °C  
Data expirarii: A se folosi numai in vitro




**Rabies coated strip microplate**

LOT: Expiry date: Store at 2-8°C  
In vitro use only




**Microplaci captusite cu antigen rabie**

LOT: Data expirarii: A se depozita la 2-8 °C  
A se folosi numai in vitro



**15 ml Sample diluent  
(ready to use)**

LOT: Expiry date: Store at 2-8°C  
in vitro use only



**15 ml diluant Proba  
(gata de folosire)**

LOT: Data expirarii: A se depozita la 2-8 °C  
A se folosi numai in vitro

**0,3 ml Rabies control serum 1**

LOT: Expiry date: Store at 2-8°C  
in vitro use only

**0,3 ml Rabies control serum 2**

LOT: Expiry date: Store at 2-8°C  
in vitro use only

**0,3 ml Rabies control serum 3**

LOT: Expiry date: Store at 2-8°C  
in vitro use only

**0,3 ml Ser control Rabic 1**

LOT: Data expirarii: A se depozita la 2-8 °C  
A se folosi numai in vitro


**0,3 ml Ser control Rabic 2**

LOT: Data expirarii: A se depozita la 2-8 °C  
A se folosi numai in vitro

**0,3 ml Ser control Rabic 3**

LOT: Data expirarii: A se depozita la 2-8 °C  
A se folosi numai in vitro





O.K. SERVIS  
**io ro**

**250 ml Washing solution**  
(10x concentrated)

LOT:  
Expiry date:

Store at 2-8°C  
in vitro use only

O.K. SERVIS  
**io ro**

**250 ml Solutie Spalare**  
( 10 x concentrata)

LOT :  
Data expirarii :

A se depozita la 2-8 °C  
A se folosi numai in vitro

O.K. SERVIS  
**io ro**

**15 ml Stop solution**  
(ready to use, 0,5M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)

LOT:  
Expiry date:



Store at 2-8°C  
in vitro use only

O.K. SERVIS  
**io ro**

**15 ml diluant Proba**  
(gata de folosire, 0,5M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)

LOT :  
Data expirarii :



A se depozita la 2-8 °C  
A se folosi numai in vitro

O.K. SERVIS  
**io ro**

**30 ml TMB Substrate**  
(ready to use)

LOT:  
Expiry date:

Store at 2-8°C  
in vitro use only

O.K. SERVIS  
**io ro**

**30 ml Substrat TMB**  
(gata de folosire)

LOT :  
Data expirarii :

A se depozita la 2-8 °C  
A se folosi numai in vitro

