



**S.C. NOVA GROUP INVESTMENT S.R.L.**

J23 /3267/14.12.2011 ; CUI : RO13986464

Str. Ciresului, nr.22, Dragomiresti Vale, Jud. ILEOV, ROMANIA

Tel: +(4031) 425.35.15, +(4031)4253689 Fax: + (4 031) 425.35.16  
[www.ngilab.ro](http://www.ngilab.ro) ; [www.vetlab.ro](http://www.vetlab.ro) ; E-mail: [info@novagroup.ro](mailto:info@novagroup.ro)



## Conjugat cu anticorpi monoclonali anti Rabie - FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin

### Instructiuni de utilizare

#### Denumire si Utilizare :

**Anticorpii monoclonali anti Rabie - FDI FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin** sunt destinati utilizarii in procedura de fluorescenta directa pentru detectia rabiei *in vitro* pe probe de creier si glande submaxilare.

#### Sumar si prezentare test :


Testul de fluorescenta directa detectie anticorpi este singurul si cel mai bun test pentru diagnosticul rabiei.<sup>1,2</sup> Studiile au evidentiat ca, fluorescenta directa ce utilizeaza anticorpi pentru detectia rabiei poate fi mai sensibila decat testul de inoculare a soarecilor; totusi, rezultatele celor doua teste avand o corelatie de 99-100%<sup>1,3</sup>.

Anticorpii monoclonali anti-rabie, conjugati cu *isothiocianat de fluorescein* (FITC), sunt incubati impreuna cu tesutul presupus infectat cu virusul rabic. In prezenta virusului rabic, se va forma complexe antigen-anticorp. Daca in tesut nu se gaseste virusul rabic, complexele specifice antigen-anticorp nu se vor forma.

Complexele virus rabic -anticorpi anti-rabie sunt vizualizate folosind microscopul cu fluorescenta. Reactiile pozitive se evidentiaza printr-o fluorescenta verde aprins (mar verde) a complexelor a caror dimensiuni variaza de la marimea unei "particule de praf" pana la particule proeminente sub forma incluziunilor citoplasmatic, respectiv "corpusculi Negri"

Utilizarea anticorpilor monoclonali<sup>4</sup> din FDI FITC ANTI-RABIES MONOCLONAL GLOBULIN ofera o colorare specifica si uniforma a complexelor imune, cu reducerea colorarii fundalului (.efect de background)

Pentru confirmarea specificitatii colorarii se poate folosi suspensia adsorbanta pentru virusul rabic (RAS). Datorita specificitatii **Anticorpilor monoclonali anti Rabie - FDI FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin**, Centrul de Control al Bolilor (CDC)<sup>6</sup> a sugerat eliminarea suspensiei RAS pentru testarea de rutina. Confirmarea cu suspensia RAS este recomandata pentru probele ce au avut o reactie dubioasa la testarea cu FDI FITC ANTI-RABIES MONOCLONAL GLOBULIN cat si pentru instruirea tehnicienilor.



### Precautii :

1. Anticorpul monoclonal anti rabie - FDI FITC ANTI-RABIES MONOCLONAL GLOBULIN sunt destinati diagnosticului *in vitro*. Metoda de utilizare trebuie urmarita cu atentie.
2. Respectati procedurile de bio securitate de fiecare data cand lucrati cu material potential infectios. Se vor utiliza echipamente de protectie dedicate.
3. Toate materialele folosite in test trebuie inactivate prin incinerare sau autoclavare dupa folosire.

### Depozitare si valabilitate reagenti :

1. Anticorpul monoclonal sub forma liofilizata din FDI FITC ANTI-RABIES trebuie pastrata la temperatura 2-8°C. Data de expirare indica depozitarea in stare liofilizata.
2. Dupa reconstituire, daca se mentin la temperatura 2-8°C in conditii sterile, reagentii sunt stabili maxim 6 luni. Se depoziteaza la intuneric.
3. Se recomanda alicotarea reagentilor reconstituiti si pastrarea acestora la -20°C. Se va evita repetarea congelarii si decongelarii.

### Colectarea si manipularea probelor :

1. Pentru examenul de fluorescanta directa ce utilizeaza anticorpi monoclonali se utilizeaza ca si probe creier sau glandele submaxilare. In timpul prelevarii probelor presupuse cu rabie se va evita contaminarea suprafetelor din laborator cat si contaminarea incrucisata.
2. Probele pentru testare (de obicei tesut din creier) se depoziteaza la 2-8°C, daca trebuie testate in max 24h. Daca probele trebuie pastrate o perioada mai lunga de timp, se recomanda stocarea acestora la -70°C in flacoane sigilate la flacara sau lipite.
3. Pentru mai multe informatii specifice cu privire la colectarea probelor, impachetarea si livrarea materialelor suspecte, vezi *Lenette, E.M. si Schmidt, N.J. (eds.), Diagnostic Procedures for Viral, Rickettsial, and Chlamydial Infections, 5th Ed., 1979, si U>S>D>H>H>S>, Centres of Disease Control, Office of Biosafety, Packaging and Shipping Biological Materials, July 1981.*

### Materiale oferite in test:

1. Anticorpul monoclonal anti Rabie - FDI FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin( sub forma liofilizata, ce contin contracolorant Evans albastru (blue)). Se reconstituie cu 5 mL apa distilata sau deionizata. Se lasa in repaus 30 min sau pana la dizolvare.
2. Modul de utilizare al produsului.

### Materiale necesare dar nel incluse in test:

1. Microscop cu fluorescanta :

Intensitatea fluorescentei poate fi influentata de tipul si starea de functionare a echipamentului utilizat –microscopul cu fluorescanta. Verificati manualul de instructiuni al producatorului pentru utilizarea filtrelor optime in acest test. Sistemul de filtre acceptat pentru **Anticorpul monoclonal anti Rabie - FDI FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin** este prezentat in TABEL 1.



2. Incubator ajustat la 37°C.
3. Camera umeda.
4. Vase pentru colorare.
5. Lamele (22x50 mm, grosime nr. 1).
6. Tampon fosfat salin, pH 8.5 .  
Nota : Trebuie folosit gradul chimic al reagentilor.

**Solutii stoc :**

A. 0.85%NaCl	8.5g NaCl/1000 mL apa distilata
B. 0.067M K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>	1.16g K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> in 100mL 0.85% NaCl
C. 0.067M KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	0.91g KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> in 100mL 0.85% NaCl

**Solutia de lucru PBS pH 8.5**

100 parti	0.067M K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> (solutia stoc B de mai sus)
1 parte	0.067M KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> (solutia stoc C de mai sus)

7. Glicerol tamponat pentru montarea mediului

1 parte	PBS solutie de lucru, pH 8.5
9 parti	Glicerina neutra, A.C.S.

Amestecati usor (nu agitati).

Nota : verificati pH-ul montantului periodic. Oxidarea glicerolului si adsorbtia de CO<sub>2</sub> din aer, pot scadea treptat pH-ul. Montantul se poate folosi pana la pH-ul 8.3 sau mai jos.

8. Stilou cu cerneala acrilica sau creion de ceara.

**PROCEDURA TESTULUI :**

**A. Prepararea slide-urilor pentru amprenta (control si test)**

1. Slide-uri cu amprenta virusului rabic din creier de soarece (control pozitiv)

- a. Inoculati intracerebral soreci de 3 saptamani cu 0.03 mL inoculum virus rabic 100 LD<sub>50</sub> . Dupa paralizarea soarecelui se face amprenta creierului.
- b. Indepartati intregul creier ; asezati-l pe o spatula de lemn. Indepartati zonele anterioara si posterioara a creierului ; pentru prepararea amprentelor utilizati sectiunile centrale (suprafata posterioara)
- c. Preparati doua amprente de creier pe lama prin atingerea usoara a sectiunii transversale a creierului pe aceasta. Pregatiti maxim 100 amprente / proba creier. Lasati lamelele 30 de minute la temperatura camerei pentru a se usca.
- d. Fixati amprentele in acetona la -20°C timp de 4 h.
- e. Dupa fixare, uscati lamele la aer si depozitati-le la -60°C
- f. Lamele trebuie aduse la temperatura camerei inainte de colorarea imunofluorescenta.

2. Lamele cu amprenta creierului normal de soarece (control negativ)

- a. Folositi soareci de 3 saptamani pentru amprentarea frotiurilor



- b. Urmăriti pașii (b) până la (f) din procedura de preparare a lamelor cu amprenta virusului rabic (control pozitiv).

### 3. Lamele cu amprenta test (creier obisnuit)

- a. Amprețele trebuie făcute din următoarele zone ale creierului : se folosesc ambele emisfere cerebrale : medulla (trunchi cerebral), cerebellum și hippocampus.
- b. Pregătiți două amprente per lama, pentru fiecare probă prelevată după cum este descris în pașii © până la (f) pentru lamele cu amprenta virusului rabic (control pozitiv).

## B. Prepararea suspensiei adsorbante din creier de soarece

### 1. Virus rabic fixat cu 20% suspensie din creier de soarece (RMB)


- a. Inoculați soriceii de 3 săptămâni intracerebral cu 0.03 mL inoculum ce conține virus rabic CVS 100 LD<sub>50</sub>
- b. Când animalul este muribund, prelevați aseptice creierul.
- c. Cantăriți materialul cerebral și pregătiți suspensie 20% (greutate/volum) în soluția PBS de lucru, conținând 0.75% albumina serică bovină fracțiunea V.
- d. Așezați proba de creier și diluantul BSA în cupele omogenizatorului cu capac filetant și imersați cupele în baie de gheață. Omogenizați materialul prin prelucrarea celor două, timp de 1 minut la viteză maximă, apoi lăsați omogenatul în repaus (nedeschis) timp de 30 minute în baie de gheață.
- e. Centrifugați 330 g timp de 20 min.
- f. Se determină titrul prin inocularea intracerebrală la soareci de 3 săptămâni. Suspensie cu titru LD<sub>50</sub>=10<sup>-5.5</sup> sau mai mari de 0.03 mL sunt acceptabile. Acestea se depozitează la -30°C.

### 2. 20% suspensie din creier de soarece – normală (NMB)

- a. Folosiți probe de creier normal de la soareci de 3 săptămâni.
- b. Urmăriti pașii (c) până la (e) (omitând pasul f) dați la prepararea suspensiei de creier de soarece infectat cu rabie.

## C. Procedura de colorare

1. Scoateți din frigider lamele pozitive, negative și cele cu amprenta test și aduceți-le la temperatura camerei.
2. Încercuți fiecare amprentă cu stiloul cu cerneala acrilică sau cu creionul cu ceară.
3. Reconstituiți flaconul cu **Anticorpii monoclonali anti Rabie - FDI FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin** după indicațiile din prospect. Conjugatul trebuie utilizat nediluat. (Trebuie făcută o titrare preliminară pentru a se asigura cel puțin de 10 ori anticorpi în exces.)
4. Colorarea lamelor utilizând suspensia adsorbantă rabică (RAS):




- a. Scoateti suspensia de virusul rabic si suspensia adsorbanta normala din frigider si aduceti-le la temperatura camerei.
  - b. Preparati dilutia 1 :5 a conjugatului RAS si NMB, apoi incubati la temperatura camerei 30 minute.
  - c. Fiecare amprenta a lamei de testare sau a lamei de control trebuie acoperite cu dilutia conjugat preparata in creier normal de soarece ; acoperiti alta amprenta cu dilutie conjugat preparata in creier de soarece infectat cu virus rabic.
  - d. Incubati in camera umeda la 37°C timp de 30 min.
5. Colorarea lamelor fara suspensia absorbanta rabica (RAS) :
- a. Acoperiti fiecare amprenta cu conjugat diluat 1 :5 in PBS 0.75% albumina serica bovina fractiunea V.
  - b. Incubati in camera umeda la 37°C timp de 30 min.
6. Indepartati conjugatul in exces de pe suprafata lamelor printr-o scurta clatire cu solutia PBS de lucru. Apoi, spalati lamele timp de 10 minute cu solutia PBS de lucru. In aceasta etapa ,schimbati o data solutia de lucru PBS.
7. Pentru a indeparta sarea se va mai spala o data cu apa distilata
8. Lasati sa se usuce la aer.
9. Montati lamelele peste mediul de montare cu glicerol tamponat.
10. Examinati lamele la microscopul cu fluorescanta in decurs de 2 h.

#### D. Stabilitatea reactiei finale

1. Montati doar acele lame care pot fi citite in decurs de 2 h. Daca citirea nu se poate realiza in maxim 2 h,depozitati lamele nemontate la 4°C,

#### E. Citirea lamelor test

1. Pentru lamele test colorate cu suspensie adsorbanta pentru rabie
  - a. Examinati amprentele test colorate, ce contin **Anticorpilii monoclonali anti Rabie - FDI FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin** diluata in suspensie de creier normal de soarece (NMB), folosind microscopul cu fluorescanta.
  - b. Apoi, examinati amprentele test colorate, ce contin **Anticorpilii monoclonali anti Rabie - FDI FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin** diluata in suspensie de creier de soarece infectat cu virus rabic (RMB).
  - c. Daca apare fluorescanta stralucitoare de culoare verde crud (verde-mar) in prima amprenta (adsorbita cu suspensie de creier normal de soarece) ca si in controlul pozitiv, iar colorarea este diminuata in cea de-a doua amprenta (adsorbita cu suspensie de creier de soarece infectat cu virus rabic), lama test este pozitiva .
  - d. Daca nu apare fluorescanta verde stralucitoare specifica in nici o amprenta, lama test este negativa. (Vezi **Limitele procedurii**).
  - e. Daca apare fluorescanta asemanatoare in ambele amprente colorate, adsorbite cu conjugat NMB si conjugat RMB, reactia nu poate fi considerata pozitiva. (Vezi **Limitele procedurii**).



## 2. Pentru lamele test colorate fara suspensie adsorbanta

- a. Examinati amprentele test si amprentele ce contin controlul pozitiv si controlul negativ colorate cu **Anticorprii monoclonali anti Rabie - FDI FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin**, folosind microscopul cu fluorescenta.
- b. O amprenta test este considerata pozitiva daca se observa fluorescenta verde crud (verde -mar) stralucitoare. Testul este valid daca fluorescenta verde stralucitoare este observata in controlul pozitiv si absenta in controlul negativ.
- c. Ampretele test sunt considerate negative, daca nu apare fluorescenta. Testul este valid daca fluorescenta verde stralucitoare este observata in controlul pozitiv si absenta in controlul negativ.
- d. Se recomada repetarea lamelor test suspecte, futilizand metoda suspensiei adsorbante pentru virusul rabic.

## 3. Rezultatele pot fi raportate folosind valorile semicantitative.

Ampretele lamelor (controale si test) sunt apreciate in baza urmatoarelor criterii :

- o Intensitatea si specificitatea colorarii virusului rabic
- o Cantitatea de antigene a virusului rabic colorate
- o Intensitatea si cantitatea colorarii non-specifice

- a. Intensitatea fluorescentei (specifica si non-specifica) este evaluata pe o scara de la negativ la +4, dupa cum urmeaza :

4+ =fluorescenta verde crud (verde-mar) stralucitoare  
3+ =fluorescenta verde crud (verde-mar) luminoasa  
2+ =fluorescenta verde crud (verde-mar) fara stralucire  
1+ =fluorescenta verde crud (verde-mar) foarte intunecata dar detectabila  
Negativ =nu apare fluorescenta verde crud (verde-mar)  
(poate apare autofluorescenta albastra-gri a tesutului)

- b. Cantitatea antigenului virusului rabic colorat este deasemenea evaluat dupa cum urmeaza :

4+ =antigen prezent in aproximativ 100% din campurile microscopice examinate per amprenta  
3+ = antigen prezent in aproximativ 75% din campurile microscopice examinate per amprenta  
2+ = antigen prezent in aproximativ 50% din campurile microscopice examinate per amprenta  
1+ = antigen prezent in aproximativ 25% din campurile microscopice examinate per amprenta  
Negativ =antigenul virusului rabic este absent in toate campurile microscopice examinate per amprenta

## Confirmarea cu ajutorul Suspensiilor adsorbante pentru rabie (RAS)

Pentru testul ce utilizeaza **Anticorprii monoclonali anti Rabie - FDI FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin**, Centrul de Control al Bolilor<sup>6</sup> a sugerat eliminarea testarii de rutina a RAS. Pentru un diagnostic complet nu este necesara raportarea impreuna cu RAS pentru fiecare proba negativa sau fals pozitiva (4+ intensitate si 3+/4+ distributie antigen). Pentru celelalte probe, testul ar trebui repetat cu RAS.

## F. Controlul de calitate



Evaluati colorarea specifica a lamelor cu creier de soarece infectat cu virus rabic (control pozitiv) si colorarea nespecifica a slide-urilor cu creier normal de soarece (control negativ).

#### 1. Control pozitiv

- a. Examinati amprente colorate cu **Anticorpilor monoclonali anti Rabie - FDI FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin** diluata in suspensie de creier normal de soarece. Intensitatea colorarii specifice ar trebui sa fie 4+ si cantitatea de antigen colorat 4+.
- b. Apoi, examinati amprente colorate cu **Anticorpilor monoclonali anti Rabie - FDI FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin** diluata in suspensie de creier de soarece cu virus rabic. Colorarea specifica ar trebui sa fie semnificativ redusa deoarece anticorpilor conjugati reactioneaza cu antigenul rabic din suspensie si nu cu antigenul rabic din amprenta.
- c. **DACA ACESTE REZULTATE NU APAR, TESTUL ESTE INVALID.**

#### 2. Control negativ

- a. Examinati amprente colorate cu **Anticorpilor monoclonali anti Rabie - FDI FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin** diluat in suspensie de creier normal de soarece si suspensie de creier de soarece infectat cu virus rabic. Nu trebuie sa apara fluorescanta la niciuna dintre aceste doua amprente.
- b. Pot aparea anumite tipuri de colorare nespecifica (Vezi Limitele procedurii). Orice fluorescanta care nu poate fi diferentiata de fluorescanta specifica rabiei, nu poate fi acceptata si testul este considerat invalid.

#### G. Limitele procedurii

1. Colorarea nespecifica poate aparea din cauza anticorpilor marcati cu fluoresceina; deasemenea, mai poate aparea din cauza reactiilor cu leucocitele si anumite tipuri de tesuturi conexe si incluziuni (corpi). Aceste reactii se pot diferentia morfologic de colorarea specifica a virusului rabic.
2. Inocularea soarecilor sau inocularea culturilor celulare de neuroblastome de soarece, trebuie folosita pentru confirmarea rezultatelor incerte, mai ales in cazurile de posibila expunere umana.
3. Confirmarea se face cu RAS

Nu este necesara tesarea cu RAS pentru fiecare specimen, negative sau fals pozitive (4+ intensitate si 3+/4+ distributia antigenelor) pentru a raporta un diagnostic complet. Toate celelalte probe, totusi, trebuie confirmate folosind RAS.

#### H. Rezultate asteptate

**Anticorpilor monoclonali anti Rabie - FDI FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin** reactioneaza cu toate tipurile de rabie si virusurile inrudite cu aceasta, dupa cum este prezentat in TABEL 2.



**TABEL 1. FITC SISTEME DE FILTRARE****LUMINA FLUORESCENTA TRANSMISA**

<b>Sursa de lumina</b>	<b>Filtru excitator</b>	<b>Filtru bariera</b>
Mercury Vapor 200 W, 50 W	KP 490 + BG 38 (4 mm) sau BG 12 (4 mm) +BG 38 (4 mm)	K510, K530
Tungsten-Halogen 100W	50W, KP 490 + BG 38 (4 mm)	K510, K515, K530

Nota : Bulbii Tungsten-Halogen trebuie folositi in conjunctie cu un cap de microscop monocular.


**LUMINA INCIDENTA FLUORESCENTA**

<b>Sursa de lumina</b>	<b>Filtru excitator</b>	<b>Dichroic Beam Splitting Mirror</b>	<b>Filtru bariera</b>
Mercury Vapor 200 W, 100W, 50 W	KP 500 + BG 38 (4 mm) sau BG 23 (4 mm) pentru o puternica supresie rosie. Filtru de margine 450 nm, 480 nm pentru ingustarea si excitarea benzii si supresia autofluorescentei tisulare.	TK 510	K510, K530
Tungsten-Halogen 100W	KP 500 + BG 38 (4 mm)	TK 510	K510, K515, K530

Nota : Bulbii Tungsten-Halogen trebuie folositi in conjunctie cu un cap de microscop monocular.

**TABEL 2. VIRUSURI DETECTATE DE FDI FITC ANTI-RABIES MONOCLONAL GLOBULIN**

<b>Grup</b>	<b>Tulpina</b>	<b>Reactie de fluorescenta cu FDI FITC ANTI-RABIES GLOBULIN</b>	<b>MONOCLONAL GLOBULIN</b>
-------------	----------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------





Rabie

Tulpini mobile si imobile

+

---

Inrudite cu Rabia	Duvenhage	+
	Lagos Bat	+
	Mokola	+

---

### BIBLIOGRAFIE

1. The World Health organization, 1996. *Laboratory Techniques in Rabies*, Monograph Series No. 23, Second edition.
2. The World Health Organization, 1966. WHO Expert Committee on Rabies. Technical report Series No. 312, Fifth edition.
3. McQueen, J.L., Lewis, A.L., and Schneider, N.J., 1960. Rabies Diagnosis by Fluorescent Antibody. Its Evaluation in a Public Health Laboratory. *Amer. J. Publ. Hlth.* 50 :1743-1752.
4. Wiktor, T.J. and Koprowski, H. 1978. Use of Monoclonal Antibodies in Diagnosis of Rabies Virus Infection and Differentiating of Rabies and Rabies-Related Viruses. *J. Virol Methods.* 1 :1-10.
5. Letter on file at FDI from George M. Baer, D.V.M., Centers for Disease Control, Lawrenceville Facility. April 20, 1987.

#### Producator

Fujirebio Diagnostics, Inc.  
201 Great Valley Parkway  
Malvern, PA 19355  
U.S.A.

#### Distribuator

NOVA GROUP INVESTMENT  
Str. Ciresului, Nr. 22  
Dragomiresti-Vale, Ilfov  
Romania


Tel : 031 425 35 15 / 031 425 36 88  
Fax : 031 425 35 16  
E-mail : info@novagroup.ro



# FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin

# FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin

*For In Vitro Diagnostic Use. Monoclonal Globulin for use in the Direct Fluorescent Antibody Procedure for the Detection of Rabies in Brains and Submaxillary Glands.*



2026-05-31

LOT 311052



(01) 00850212007003 GTIN

(10) 311052 BATCH/LOT

(17) 260531 EXPIRY

(240) 800-092 CAT NUMBER

(422) 840 ORIGIN US



**CONJUGATE** 1 vial FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin  
(lyophilized, reconstitute with 5.0 mL distilled water)



Fujirebio Diagnostics, Inc.  
Sequim, TX 78155  
093307.00 Rev 000 9/15

**REF** 800-092



**Warning:** Contains Sodium Azide  
**Harmful:** See Package Insert for full hazard information

## FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin

**CONJUGATE**

Lyophilized, reconstitute with 5.0 mL distilled water

**Warning:** Contains Azide See Package Insert



2°C



8°C

EXP DATE 2026-05-31

LOT 311052



REF 093172.00 Rev 002

# FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin

## FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin

*Pentru Diagnostic in Vitro  
A Rabiei din probe de creier sau glande submaxilare  
prin metoda de fluorescenta directa prin utilizarea  
anticorpilor monoclonali marcati cu FITC*

**LOT** 311052



2026-05-31

(01) 00850212007003 GTIN  
 (10) 311052 BATCH/LOT  
 (17) 260531 EXPIRY / DATA EXPIRARE  
 (240) 800-092 CAT NUMBER  
 (422) 840 ORIGIN US



**CONJUGATE**

1 Flacon Anticorpi Monoclonali anti Rabie marcati cu FITC  
 (Liofilizat, a se reconstitui cu 5.0mL apa distilata)



Fujirebio Diagnostics, Inc.  
 Seguin, TX 78155  
 093307.00 Rev 000 9/15



**REF** 800-092



**Warning:** Contains Sodium Azide  
**Harmful:** See Package Insert for full hazard information

## FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin

**CONJUGATE**

Liofilizat, a se reconstitui cu 5.0mL apa distilata

**Warning:** Contains Azide See Package Insert



**LOT** 311052  
**EXP DATE** 2026-05-31

**REF** 093172.00 Rev 002

