Anexa nr. 1

[redacted]

Kit de detecție a anticorpilor specifici proteinei VP7 a virusului Bluetongue

IDEXX Bluetongue Competitie
06-00450-16

Test with confidence*

IDEXX

Păstrare
Păstrați reagenții la 2-8^{0}C. Reagenții sunt stabili până la data expirării, dacă au fost stocați corespunzător.

Materiale necesare dar nefurnizate în kit

- Micropipete de precizie sau micropipete multicanal
- Vârfuri de pipetă de unică folosință
- Cilindru gradat pentru soluția de spălare
- Cititor de placi cu 96 godeuri (echipat cu filtru de 450nm)
- Spălător de microplăci (manual, semi-automat sau automat)
- Utilizați doar apă distilată sau deionizată pentru prepararea reagenților utilizați în test
- Acoperitoare de microplăci (capac, folie de aluminiu sau folie adezivă)
- Vortex sau echivalent
- Agitator de microplăci

Precautii și Avertismente pentru utilizatori

- Manipulați materialele având în vedere potențialul contaminant
- Purtați mănuși de protecție/haine de protecție/protecție pentru față și ochi când manipulați probele și reagenții
- Consultați Fișa tehnică de securitate a produsului pentru informații suplimentare
- Uitați-vă la sfârșitul instrucțiunilor de lucru pentru precauții și avertismente

Practici de laborator

- Rezultate optime se obțin prin aplicarea strictă a protocolului de lucru. Pipetarea corectă, respectarea timpilor de incubare și a etapelor de spălare sunt mandatorii pentru a realiza un test corect. Utilizați vârfuri de pipete separate pentru fiecare probă și control.
- Nu expuneți soluția TMB la lumină puternică sau agenți oxidanți. Manevrați soluția TMB utilizând recipienți curați de sticlă sau plastic
- Toate reziduurile trebuie decontaminate înainte de aruncare. Aruncarea trebuie facută conform regulamentelor locale, regionale și naționale.
- Trebuie avut grijă să nu se contamineze componentele kitului. Nu puneți reagenții nefolosiți înapoi în flacoane
- Nu utilizați kitul după data expirării

Prepararea reagenților
Prepararea soluției de spălare
Soluția de spălare concentrată (20X) trebuie diluată 1:20 cu apă distilată/deionizată înainte de utilizare (de exemplu:15 ml soluție de spălare concentrată (20X) în 285 ml apă distilată). Această soluție va fi numită "Soluția de spălare".
Notă: Soluția de spălare concentrată (20X) se aduce la temperatura de 18-26°C și se agită pentru dizolvarea sărurilor precipitate. Soluția de spălare este stabilă 3 zile dacă este păstrată la 2-8°C.
Conjugatul
Conjugatul concentrat (20X) se diluează 1:20 cu Soluție de Spălare.
Notă: Soluția de conjugat diluat este stabilă până la 8 ore la o temperatura de 18-26°C.

. 16 .Interpretare

Negative	Dubioase	Pozitive
S/N% ≥ 80	70 < S/N% < 80	S/N% ≤ 70

Notă: IDEXX oferă sisteme de interpretare – instrumente si software pentru calculul rezultatelor și furnizează date.

Pentru asistenţa tehnică:

IDEXX SUA Tel: + 1 800 548 9997 sau + 1 207 556 4895
IDEXX Europa Tel: +800 727 43399
Contactaţi managerul sau distribuitorul IDEXX apropiat sau vizitaţi: idexx.com/contactlpd
IDEXX şi Test with Confidence sunt marcă înregistrată a IDEXX Laboratories, Inc., sau a afiliatelor sale din Statele Unite şi/sau alte ţări
©2020 IDEXX Laboratories, Inc. Toate drepturile rezervate.

Anexa nr. 2

P00450-5
IDEXX BTV

1 Placă căptuşită cu proteina VP7-BTV

IDEXX

IDEXX Bluetongue Competitie

LOT

1 x 96 godeuri

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galera, 34090 Montpellier, Franţa
04-57504-00

IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
49-53130-00

---

2 CONTROL +

IDEXX

IDEXX Bluetongue Competitie

LOT

1,0 ml

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, rue de la Galera, 34090, Montpellier, Franţa
IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
04-54130-00 44-54130-00

---

3 CONTROL -

IDEXX

IDEXX Bluetongue Competitie

LOT

1,0 ml

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, rue de la Galera, 34090, Montpellier, Franţa
IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
04-53130-00 42-54130-00

---

4 Conjugat concentrat (20x)

IDEXX

IDEXX Bluetongue Competitie

LOT

4,0 ml

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, rue de la Galera, 34090, Montpellier, Franţa
IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
04-53130-00
42-53130-00

---

5 Diluant probe N.2

IDEXX

IDEXX Bluetongue Competitie

LOT

120 ml

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galera, 34090 Montpellier, Franţa
04-54021-00

IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
45-54021-00

A Substrat TMB N. 12

IDEXX

LOT

Nr. K 085

60 ml

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galera, 34090 Montpellier, Franţa
04-56122-00

IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
45-56122-00

B **Soluţie de stopare N.3**

IDEXX

LOT

60 ml

Nr. K 084

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD





IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galera, 34090 Montpellier, Franţa
04-57032-00

IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
46-57032-00

C **Soluţie de spălare concentrată (20x)**

IDEXX

LOT

100 ml

Nr. K 077

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD





IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galera, 34090 Montpellier, Franţa
04-55011-00

IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
43-58011-00

P00450-10
IDEXX BTV

1 Placă căptuşită cu proteina VP7-BTV

IDEXX

IDEXX Bluetongue Competitie

LOT

1 x 96 godeuri

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galera, 34090 Montpellier, Franţa
04-57504-00

IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
49-53130-00

---

2 CONTROL +

IDEXX

IDEXX Bluetongue Competitie

LOT

1,0 ml

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, rue de la Galera, 34090, Montpellier, Franţa
IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
04-54130-00 44-54130-00

---

3 CONTROL -

IDEXX

IDEXX Bluetongue Competitie

LOT

1,0 ml

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, rue de la Galera, 34090, Montpellier, Franţa
IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
04-53130-00 42-54130-00

---

4 Conjugat concentrat (20x)

IDEXX

IDEXX Bluetongue Competitie

LOT

4,0 ml

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, rue de la Galera, 34090, Montpellier, Franţa
IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
04-53130-00
42-53130-00

---

5 Diluant probe N.2

IDEXX

IDEXX Bluetongue Competitie

LOT

120 ml

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galera, 34090 Montpellier, Franţa
04-54021-00

IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
45-54021-00

A Substrat TMB N. 12

IDEXX

LOT

120 ml

Nr. K 085

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galera, 34090 Montpellier, Franţa
04-56122-00

IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
45-56122-00

B **Soluție de stopare N.3**

IDEXX

LOT

120 ml

Nr. K 084

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galera, 34090 Montpellier, Franța
04-57032-00

IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
46-57032-00

C **Soluție de spălare concentrată (20x)**

IDEXX

LOT

100 ml

Nr. K 077

Exclusiv pentru uz veterinar

IVD

2°C 8°C

IDEXX Montpellier SAS, 326 rue de la Galera, 34090 Montpellier, Franța
04-55011-00

IDEXX Europe B.V. P.O. Box 1334, 2130 EK Hoofddorp, Olanda
43-98011-00

P00450-5
IDEXX Bluetongue Competiţie

Kit de detecţie a anticorpilor VP7 ai virusului Bluetongue (BTV)

IDEXX Bluetongue Competiţie
5 x 96 godeuri

REF

LOT SN

Kit de detecţie a anticorpilor dirijaţi contra proteinei VP7 a virusului Bolii Limbii Albastre (BTV)

IDEXX Bluetongue Competiţie
Pentru utilizare cu seruri şi plasmă de rumegătoare
Notă: Exclusiv de uz veterinar

Reagenţi	Cantităţi
1.Plăci căptuşite cu proteina VP7-BTV	5
2. Control pozitiv	1 x 1ml
3.Control negativ	1 x 1ml
4. Conjugat concentrat	1 x 4ml
5.Tampon de diluţie N.2	1 x 120ml
A. Substrat TMB N.12	1 x 60ml
B. Soluţie de stopare N.3	1 x 60ml
C. Soluţie de spălare concentrată (20x)	1 x 100ml

IDEXX

IDEXX Montpellier SAS
326 rue de la Galera, 34090
Montpellier, Franţa
Tel. .+33 (0)4 99 23 24 25
Fax +33 (0)4 67 04 20 25

EC REP

IDEXX Europa B.V
PO Box. 1334, 2130 EK
Hoofddorp, Olanda
Tel. 00800-727-43399
Fax 00800-433-99329

IVD

2°C 8°C

04-57306-01

P00450-10
IDEXX Bluetongue Competiţie

Kit de detecţie a anticorpilor VP7 ai virusului Bluetongue (BTV)

IDEXX Bluetongue Competiţie
10 x 96 godeuri

REF

LOT SN

Kit de detecţie a anticorpilor dirijaţi contra proteinei VP7 a virusului Bolii Limbii Albastre (BTV)

IDEXX Bluetongue Competiţie
Pentru utilizare cu seruri şi plasmă de rumegătoare
Notă: Exclusiv de uz veterinar

Reagenţi	Cantităţi
1.Plăci căptuşite cu proteina VP7-BTV	10
2. Control pozitiv	1 x 1ml
3.Control negativ	1 x 1ml
4. Conjugat concentrat	2 x 4ml
5.Tampon de diluţie N.2	1 x 120ml
A. Substrat TMB N.12	1 x 120ml
B. Soluţie de stopare N.3	1 x 120ml
C. Soluţie de spălare concentrată (20x)	2 x 100ml

IDEXX

IDEXX Montpellier SAS
326 rue de la Galera, 34090
Montpellier, Franţa
Tel. .+33 (0)4 99 23 24 25
Fax +33 (0)4 67 04 20 25

IDEXX Europa B.V
PO Box. 1334, 2130 EK
Hoofddorp, Olanda
Tel. 00800-727-43399
Fax 00800-433-99329

IVD

2°C 8°C