

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

ND-SINCOVAC

VACCIN INACTIVAT ULEIOS, BIVALENT, CONTRA PSEUDOPESTEI AVIARE
(BOALA DE NEWCASTLE) ȘI SINDROMULUI CĂDERII OUATULUI
(EGG DROP SYNDROM)

COMPOZIȚIE

Vaccinul conține suspensii de virus Newcastle, tulpina LaSota, cu titrul $10^{8,5}$ DIE₅₀/ml și virus EDS₇₆ tulpina 127 cu titrul 10^7 DIE₅₀/ml, inactivat cu formol și încorporate într-un adjuvant uleios.

ACȚIUNE IMUNOLOGICĂ

Imunitatea se instalează în 2-3 săptămâni și durează cel puțin 6 luni.

INDICAȚII

În profilaxia specifică a pseudopestei aviare și a sindromului căderii ouatului (EDS76) la tineretul aviar sănătos, vaccinat anterior contra pseudopestei aviare. Se administrează la 16-22 săptămâni. Revaccinarea se face numai în situații când la 38-40 săptămâni nu mai sunt anticorpi EDS și când în zonă circulă virus EDS sălbatic.

Revaccinările pentru pseudopestă se vor face conform schemelor aplicate de medicul veterinar al zonei în funcție de situația epidemiologică.

MOD DE APLICARE ȘI DOZAJ

Administrarea se face pe cale intramusculară (mușchii coapsei sau ai pieptului) sau subcutan (treimea superioară a gâtului față dorsală) în doză de 0,5 ml.

Înainte și în timpul vaccinării flaconul cu vaccin se agită energic.

TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

CONTRAINDICAȚII

Nu se vaccinează păsările bolnave.

REAȚII POSTVACCINALE

Nu produc reacții generale; la locul de inoculare poate să apară un nodul care se resoarbe în 1-2 săptămâni.

VALABILITATE

Se va folosi în limita valabilității înscrise pe eticheta fiecărui flacon.

CONSERVARE SI TRANSPORT

La temperatura de 4 - 8°C, ferit de lumină.

OBSERVAȚII

Vaccinul va fi ferit de îngheț.

Înainte de folosire se lasă la temperatura camerei 2-3 ore și se agită pentru omogenizare.

Se va folosi instrumentar steril.

PREZENTARE

Flacoane de 25, 50, 100, 250 și 500 ml respectiv 50, 100, 200, 500 și 1000 doze.

PRODUCĂTOR



Societatea Națională "Institutul Pasteur" S.A
Calea Giulești nr. 333, sector VI, București, cod 77826
Tel.(01)220.69.20 Fax (01)220.69.15

Rugăm însoții orice reclamație cu
numărul seriei înscris pe etichetă